


## Hygiena luminométerek összehasonlítása



	EnSURE Touch™	EnSURE™	SystemSURE Plus™
Érzékenység	0,1 femtomol	0,1 femtomol	1,0 femtomol
Reproduktivitás	8-18%	8-18%	8-18%
Olvasási idő	10 másodperc	15 másodperc	15 másodperc
Kalibrációs visszaigazolás	✓	✓	✓
Programozható helyek	>1 000 000	5 000	5 000
Eredmény tárolási kapacitás	>1 000 000	2 000	2 000
Jelentések futtatása az eszközön	✓	X	X
Tervek készítése az eszközön	✓	X	X
Helyszínek tárolása sorban	✓	X	X
Programozható teszt-tervek	✓	✓	✓
Programozható felhasználónevek	✓	✓	✓
Teszt-pont randomizáció	✓	✓	✓

<b>Tápellátás</b>	<b>Tölthető lítium-ionos elem</b>	<b>2 AA elem</b>	<b>2 AA elem</b>
<b>Akkumulátor működési ideje</b>	<b>8-10 óra</b>	<b>8-12 hónap</b>	<b>8-12 hónap</b>
<b>Akkumulátor töltési ideje</b>	<b>3-4 óra</b>	-	-
<b>Érintőképernyő</b>	✓	X	X
<b>Wifi kapcsolat</b>	✓	X	X
<b>Vezeték nélküli szinkronizáció</b>	✓	X	X
<b>Fény szenzor</b>	<b>fotodióda</b>	<b>fotodióda</b>	<b>fotodióda</b>
<b>Méret</b>	<b>17.8 x 7.6 x 2.5 cm</b>	<b>18.5 x 7 x 3 cm</b>	<b>18.5 x 7 x 3 cm</b>
<b>Adatfeldolgozó szoftver</b>	<b>SureTrend Cloud</b>	<b>SureTrend</b>	<b>SureTrend</b>
<b>Előre programozott jelentések száma</b>	<b>30+</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Felhő-alapú szoftver</b>	✓	X	X
<b>Excel kompatibilitás</b>	✓	✓	✓
<b>Összekapcsolható sokféle rendszerrel</b>	✓	✓	✓
<b>Eszközhöz használható tesztek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UltraSnap – felületi ATP teszt</li> <li>• AquaSnap – folyadék ATP teszt</li> <li>• SuperSnap – nagy érzékenységű felületi ATP teszt</li> <li>• MicroSnap – mikroorganizmus detektáció</li> <li>• ZymoSnap – alkalikusfoszfátáz (ALP) detektáció</li> <li>• CrossCheck- savas-foszfátáz (ACP) detektáció</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UltraSnap – felületi ATP teszt</li> <li>• AquaSnap – folyadék ATP teszt</li> <li>• SuperSnap – nagy érzékenységű felületi ATP teszt</li> <li>• MicroSnap – mikroorganizmus detektáció</li> <li>• ZymoSnap – alkalikusfoszfátáz (ALP) detektáció</li> <li>• CrossCheck- savas-foszfátáz (ACP) detektáció</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UltraSnap- felületi ATP teszt</li> <li>• AquaSnap- folyadék ATP teszt</li> <li>• SuperSnap- nagy érzékenységű felületi ATP teszt</li> </ul>