

Jellemzők

	Whitley M35	Whitley M45	Whitley M85	Whitley M95
Kamra kapacitás	400/600	600/900	540/610	1080/1400
Légszilip kapacitás	40 petricsésze légszilipen keresztül	40 petricsésze légszilipen keresztül	10 petricsésze portonként + 90 petricsésze légszilipen keresztül (110)	10 petricsésze portonként + 90 petricsésze légszilipen keresztül (130)
Portrendszer	azonnali hozzáférés vagy kézi port	azonnali hozzáférés vagy kézi port	kézi port	kézi port
Gázellátás	H ₂ + N ₂ / CO ₂ /N ₂ /Levegő	H ₂ + N ₂ / CO ₂ /N ₂ /Levegő	H ₂ + N ₂ / CO ₂ /N ₂ /Levegő	H ₂ + N ₂ / CO ₂ /N ₂ /Levegő
Lábkapcsoló	Vezeték nélküli	Vezeték nélküli	Vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Automata gáztalanító rendszer	-	-	-	-
Belső hálózati aljzat	○	○	○	○
Tárolótálcák	○	○	-	-
Világítás	●	●	●	●
Ellenőrző lámpa	○	○	○	○
Egyedüli minta behelyezés	○	○	○	○
ANO indikátor	-	-	-	-
ANO állapotfigyelő	-	-	-	-
Hűtés	-	-	○	-
Adatnaplózás	○	○	○	○
Légszilip ciklusidő	60 mp	60 mp	60, 120, 180, 240 vagy 300 mp	60, 120, 180, 240 vagy 300 mp
Extra kábel csatlakozó	○	○	○	○
HEPA szűrő	○	○	-	-
Mikroszkóp	-	-	○	○
Automata páratlanító	●	●	●	●
Automata párasító	○	○	-	-
Hűtött inkubációs rekesz	-	-	-	-
Kivehető front	○	●	-	-
Munkaállomás állvány	○	○	○	○
Távoli hozzáférés	●	●	●	●
Katalizátor ellenőrző rendszer	-	-	-	-
Méreték (sz/m/m)	1255/720/710	1660/720/710	1570/760/840	2415/760/840
Súly (font/kg)	220/100	286/130	330/150	507/230

Jel magyarázat: ● Alapfelszereltség ○ Opcionálisan választható - Nem alkalmazható