

2025-ös újdonságok

Fedezze fel új pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket a laboratóriumok és az egészségügy számára

LIEBHERR

Hűtés és mélyhűtés





SRFvh 5501



SCFvh 4032



SRPvh 6511



SUFsg 5001



SRTvg 1511

Új

A komplett program. A maximális biztonság érdekében.

Arra törekszünk, hogy folyamatosan fejlesztjük portfóliónkat, és új mércét állítsunk fel az iparágban. Készülékeink legújabb generációja egyesíti a maximális hőmérséklet-stabilitást, az energiahatékonyságot és a felhasználóbarát használatot. Az új pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőkészülékek teljessé teszik a kutatási, a laboratóriumi és orvostudományi használatra szánt termékeink kínálatát. Fedezze fel az Ön egyedi alkalmazásához szükséges, teljes körű megoldásainkat.

A Liebherr új pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőkészülékeinek dinamikus hűtése, hatékony szigetelése és pontos hőmérséklet-szabályozása maximálisan hatékonyvá és megbízhatóvá teszi az érzékeny anyagok tárolását. A továbbfejlesztett készülékválaszték ezenkívül megfelel a legmagasabb szintű kényelmi és biztonsági előírásoknak is:

- Könnyen tisztítható belső tér
- Innovatív kialakítású LED-világítás
- Intuitív menüvezérlés
- Elektronikus ajtózárs a gyógyszer-tároló készülékek esetében
- Hőálló munkalap (rendelhető tartozék)

További készüléksorozatok:

- ATEX-kompatibilis készüléksorozat robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagok tárolására, a 2014/34/EU irányelvnek megfelelően
- DIN 13277 szabványú gyógyszerhűtő szekrények



Két sorozat minden igényhez

Legyen szó nagy kutatóintézettről vagy kis laboratóriumról, orvosi rendelőről, ápolóintézettről vagy gyógyszerterről – kínálatunkban minden igényhez megtalálja a megfelelő modellt. De bármelyik sorozatot is válassza, három dolgot biztosan megtalál benne: a jobb energiafogyasztást, az optimalizált kezelést és természetesen a Liebherr-re jellemző minőséget.

A két sorozat kiemelt jellemzői

Okos funkciók

A SmartLock véd az illetéktelen hozzáférés ellen, a SafetyDevice pedig megakadályozza a hőmérséklet ellenőrizetlen, +2 °C alá csökkenését. Az integrált DataLogger akár öt évig rögzíti a riasztási, valamint a hőmérséklet- és a szervizelőzményeket.

Rácspolc kihúzáságtólóval


A bevonatos acélból készült korróziómentes rácspolcok garantálják a biztos tárolást, az állandó légáramlást és ezáltal a hőmérséklet stabilitását. A kihúzáságtóló megakadályozza a véletlen kicsúszást.

Kényelmes csatlakoztathatóság

Akár integrált, akár utólagosan beszerezhető – a SmartModule segítségével minden készülék gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható a SmartMonitoringhoz. A biztonságos, felhőalapú hőmérséklet-ellenőrzéshez, felügyelethez és dokumentációhoz.


Performance sorozat

A Performance sorozat minden készüléke megfelel az IEC 61010-2-011 biztonsági szabványnak. A Performance sorozat további funkciói:



Perfection sorozat

A Perfection sorozat készülékei az IEC 61010-2-011 biztonsági szabványon kívül megfelelnek a DIN 13277 szabványnak is, amely meghatározza a laboratóriumi és orvosi alkalmazások követelményeit. A Perfection sorozat további kiemelt funkciói:



Új pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszekrényeink: Minőség, amely folyamatosan kifizetődik – minden egyes területen



A Liebherr garantálja a tárolás biztonságát.

- Megbízható hőmérséklet-stabilitás
- Kibővített hőmérséklet-tartomány
- +2 °C SafetyDevice fagyás elleni védelem
- LightAlarm kiegészítő, vizuális riasztásként



A Liebherr-rel időt takarít meg.

- Könnyen tisztítható kialakítás és anyagok
- Illesztésmentes belső tér
- Rendkívül felhasználóbarát
- Továbbfejlesztett hálózati lehetőségek a monitorozáshoz



A Liebherr-rel pénzt takarít meg.

- Ultrahatékony működés maximális energiahatékonysággal
- Alacsony teljes üzemeltetési költség
- Hosszú élettartam a 15 éves működésre tervezett alkatrészeknek köszönhetően



A Liebherrnek fontos a fenntarthatóság.

- Természetes hűtőközegek használata
- ISO 14001 és ISO 50001 tanúsítvánnyal
- 15 évig elérhető pótalkatrészek

